



AGELESS  
WONDER™





**SYSTEME DE STIMULATION  
DES MUSCLES FACIAUX**

**GUIDE D'UTILISATION**



## RESOLUTION DES PROBLEMES

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'écran LCD ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piles manquantes</li> <li>- Piles mal installées ou mauvaise mise en place du compartiment</li> <li>- Piles déchargées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installer les piles</li> <li>- Vérifier la polarité</li> <li>- Retirer le compartiment de piles et le réinsérer fermement en position. Vous devez entendre un bip de confirmation.</li> <li>- Remplacer les piles</li> </ul>
L'écran LCD s'allume mais vous ne sentez rien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de contact avec la peau</li> <li>- L'électrode n'est pas insérée correctement</li> <li>- L'électrode n'est pas raccordée correctement au casque</li> <li>- Microprocesseur gelé</li> <li>- Batterie faible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier que l'éponge conductrice soit humide au toucher</li> <li>- Vérifier que l'électrode soit fermement raccordée au boîtier de commande</li> <li>- Vérifier d'abord le fonctionnement avec l'électrode à main pour isoler le problème. Si fonctionnement électrode à main OK, raccorder électrode au casque et-</li> <li>- Vérifier que les 2 électrodes soient correctement raccordées au casque.</li> <li>- Choisir le mode  et augmenter l'intensité en appuyant sur le bouton +</li> <li>- Faire une remise à zéro, retirer les piles pendant 1 min. pour une RAZ totale</li> <li>- Remplacer les piles</li> </ul>
L'écran LCD s'allume mais rien ne se passe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensité réglée au niveau bas</li> <li>- L'éponge n'est pas assez humide</li> <li>- Les électrodes sont mal positionnées</li> <li>- L'éponge présente des traces d'huile.</li> <li>- Batterie faible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Choisir le mode  et augmenter l'intensité en appuyant sur le bouton +</li> <li>- Mettre plus d'eau sur l'éponge</li> <li>- Déplacer l'électrode pour localiser vos points de déclenchement</li> <li>- Laver ou remplacer l'éponge</li> <li>- Remplacer les piles</li> </ul>
L'écran LCD s'allume mais aucun bouton ne fonctionne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microprocesseur gelé</li> <li>- Batterie faible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faire une remise à zéro, retirer les piles pendant 1 min. pour une RAZ totale</li> <li>- Remplacer les piles</li> </ul>

### IMPORTANT : REMISE A ZERO

Si le boîtier ne s'allume pas, ou si vous ne pouvez pas changer les programmes, il se peut que le microprocesseur ait « gelé ». Faites une simple REMISE A ZERO. Retirez les batteries et remettez-les en place après une minute.

## MERCI

Toute l'équipe de Thane Direct vous remercie d'avoir acheté l'Ageless Wonder™.

L'Ageless Wonder™ délivre des impulsions de micro-courant doux destinées à réduire les rides et à restaurer et tonifier les muscles faciaux pour un visage plus jeune.

- Améliorer la tonicité du visage
- Rajeunir la peau
- Réduire l'effet de gonflement du visage
- Harmoniser la tonicité de la peau
- Améliorer la circulation sanguine faciale

Profitez de votre Ageless Wonder™  
et encore une fois  
merci !



## SOMMAIRE

---

### IMPORTANT!

Veuillez lire le manuel d'utilisation dans son intégralité avant de commencer à utiliser votre AGELESS WONDER™. Ainsi vous comprendrez mieux comment cet appareil fonctionne et vous obtiendrez de meilleurs résultats.

Mise en garde	3
Avertissement	4
Introduction	5
Composants	6
Fonctionnement	7 - 13
Nettoyage et entretien	14
Questions fréquentes	15
Résolution des problèmes	16

## QUESTIONS FREQUENTES

---

Q. Comment l'AGELESS WONDER™ fonctionne-t-il ?

R. L'AGELESS WONDER™ est conçu pour reproduire les messages envoyés par votre cerveau à vos muscles faciaux. Ces messages provoquent la contraction et le relâchement des muscles.

Q. Les muscles peuvent-ils être trop développés ou froissés ?

R. Non. Comme pour l'exercice général de tous les muscles, plus vous pratiquerez, en prévoyant des périodes de repos suffisantes, plus vos muscles se renforceront et seront toniques.

Q. Y a-t-il une limite d'âge pour utiliser l'AGELESS WONDER™ ?

R. L'AGELESS WONDER™ est réservé à l'adulte uniquement. Les personnes âgées doivent utiliser l'appareil sous surveillance et à une intensité faible. Cet appareil ne doit pas être utilisé chez le nourrisson, l'enfant en bas âge et l'enfant plus grand.

Q. Est-ce que je vais ressentir quelque chose de désagréable ?

R. Tant que l'éponge est humide et suffisamment pressée contre la peau, vous ne sentirez aucune sensation d'inconfort. À faible intensité, vous ressentirez de légers picotements, mais à une intensité plus forte vous ne ressentirez que des contractions agréables. Toutefois, si vous éprouvez une irritation ou des sensations d'inconfort suivies dans une zone spécifique, nous vous conseillons de déplacer l'électrode pour stimuler d'autres zones.

Q. Le réglage de l'intensité doit-il être identique pour tous les muscles ?

R. Chaque muscle va réagir différemment, donc l'intensité variera en conséquence. Déplacez légèrement l'électrode pour localiser le point de déclenchement où les contractions seront les plus élevées.

Q. Y a-t-il des contre-indications à l'utilisation de l'AGELESS WONDER™ ?

R. Oui. Veuillez lire attentivement toutes les contre-indications dans la section 4.0 !




## NETTOYAGE ET ENTRETIEN


### Ne pas immerger l'appareil, l'électrode ni le casque dans l'eau !

Pour remplacer les éponges conductrices de l'électrode :

- Prenez l'électrode et retirez le couvercle en plastique.
- Positionnez les éponges conductrices sur l'électrode puis remettez en place le couvercle en appuyant dessus pour le fixer.
- A l'aide de la burette, déposez des gouttes d'eau sur les éponges afin qu'elles soient humides au toucher.
- Nettoyez les accessoires avec une éponge légèrement humide et un détergent puis essuyez avec un chiffon.
- Nettoyez les éponges conductrices en les faisant tremper dans de l'eau additionnée de désinfectant à 1/10.



1. Soulevez le couvercle en plastique de l'électrode tel qu'indiqué ci-dessus en vous aidant de l'indentation sur le bord.



2-3. Remplacez les anciennes éponges par les éponges neuves fournies avec le boîtier et remettez en place le couvercle en plastique en appuyant pour le fixer fermement.

## MISE EN GARDE

L'AGELESS WONDER™ est extrêmement sûr et simple à utiliser, toutefois, nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages dus à une utilisation incorrecte du produit. Veuillez lire l'intégralité du manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil. L'AGELESS WONDER™ doit être réservé pour un usage cosmétique uniquement, c'est-à-dire pour stimuler les muscles faciaux, conformément aux indications du manuel d'utilisation. Tous les autres usages doivent être considérés comme impropres. Les effets à long terme de l'électrostimulation sont inconnus.

- Utilisez l'AGELESS WONDER™ sur une peau normale, saine et propre uniquement.
- N'appliquez pas l'électrostimulation :
  - sur les zones enflées, infectées ou inflammatoires de la peau ou sur des éruptions cutanées ;
  - sur ou à proximité de lésions cutanées, cancéreuses ou non, ou sur des plaies ouvertes ;
  - à la suite d'un traumatisme aigu ou d'une intervention chirurgicale récente ;
  - dans la tête ;
  - sur la poitrine car l'introduction d'un courant électrique au niveau du cœur peut provoquer un trouble du rythme cardiaque, ce qui peut se révéler douloureux voire fatal.
- N'utilisez jamais l'AGELESS WONDER™ :
  - en conduisant, lors de l'utilisation d'une machine ou au cours d'activités dans lesquelles des contractions musculaires involontaires pourraient mettre l'utilisateur ou autrui en danger ;
  - pendant le sommeil ;
  - dans la baignoire ou dans la douche.
- N'immergez jamais ni l'AGELESS WONDER™ ni les électrodes dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Gardez l'AGELESS WONDER™ hors de portée des enfants.



## AVERTISSEMENT


- N'utilisez pas cet appareil si vous êtes sujet aux hémorragies.
- N'utilisez pas cet appareil sur les zones du visage qui ont récemment fait l'objet d'injections (de Botox ou de remplisseur dermique), ou près de zones ayant reçu des implants chirurgicaux.
- N'utilisez pas cet appareil sur des zones désensibilisées de la peau.
- Les personnes souffrant de troubles cardiaques doivent demander conseil à leur médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Les personnes âgées doivent utiliser cet appareil sous surveillance et à une faible intensité.
- Les femmes enceintes doivent demander conseil à leur médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Utilisez toujours les électrodes conformément aux illustrations de ce manuel.
- Les utilisateurs doivent débuter chaque séance en position assise.
- si vous présentez les troubles suivants, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil :
  - maladie ou insuffisance cardiaque, que vous portiez ou non un pacemaker ou tout autre dispositif implanté ;
  - épilepsie ;
  - sclérose en plaques ;
  - phlébite en phase active (inflammation d'une veine) ;
  - inflammation des tissus à la suite d'une maladie, d'une blessure ou d'un acte de chirurgie ;
  - tissu cicatriciel ou intervention chirurgicale récents ;
  - varices à un stade avancé.

## MINUTERIE



### Minuterie

La durée par défaut est 5 minutes. Appuyez sur le bouton **+** / **-** une fois pour augmenter/diminuer la durée. La durée maximum est 20 minutes.

1. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton **ON/OFF**  pendant 2 secondes.
2. Pour activer/désactiver le son, appuyez sur le bouton **MODE M** et **"-"** pendant 2 secondes. L'icône « muet » s'affiche.

### Fonctions automatiques

L'appareil s'arrête automatiquement après 30 secondes en l'absence d'utilisation. L'AGELESS WONDER™ présente une minuterie automatique. Elle arrête automatiquement l'appareil une fois le temps paramétré écoulé. Si vous changez le mode d'entraînement au cours d'un exercice de 15 minutes par exemple, la minuterie continuera à compter le temps restant initial sans le relancer.

### Que faire si vous ne ressentez pas de contractions musculaires ?

Si des contractions ne se font pas ressentir, déplacez l'électrode doucement autour de la zone ciblée. Vérifiez que l'éponge de l'électrode est humide au toucher. Augmentez graduellement l'**INTENSITE D'IMPULSION** en appuyant sur le bouton **« + »** jusqu'à ce que vous ressentiez une contraction du muscle.

L'AGELESS WONDER™ est un moyen idéal de tonifier, lifter et raffermir votre visage. Il est possible que vous mettiez un certain temps pour placer l'électrode correctement et appliquer la pression idéale qui vous apportera les meilleurs résultats.


**Astuce !** *Si l'éponge de l'électrode n'est pas assez humide ou si la surface de contact avec la peau n'est pas suffisante, vous pouvez ressentir un picotement désagréable. Il en est de même si l'éponge est déchirée et doit être changée.*



## INTENSITE



### Mode d'alimentation à 30 niveaux d'intensité

Appuyez sur le bouton **+** / **-** lorsque l'appareil est en Mode d'Alimentation  à niveaux d'intensité. Le niveau 1 est la première intensité que vous puissiez ressentir. La valeur par défaut est 0 après avoir choisi votre programme dans le paramétrage du mode. Après avoir augmenté l'intensité, vous remarquerez une sensation de picotement précédant la contraction du muscle. Lorsque le muscle se contractera, cela vous procurera une sensation agréable et vous serez détendu. Réglez l'intensité en fonction du niveau de confort souhaité.

Le niveau d'intensité est composé de 30 échelons par canal. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton **+** / **-** vous augmentez/diminuez l'intensité d'un échelon. Appuyez sur le bouton **+** / **-** et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 s. pour activer le défilement rapide.

**Astuce !** *Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de régler l'intensité à un niveau bas. Pour trouver l'intensité adéquate, augmentez l'intensité jusqu'au niveau maximum tolérable et baissez-la de 1-3 niveaux jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus de gêne mais encore de fortes contractions.*

## INTRODUCTION

L'AGELESS WONDER™ est un appareil portable alimenté par piles destiné à améliorer l'élasticité des muscles faciaux et à retendre et raffermir la peau du visage. Il fonctionne avec des impulsions de micro-courant basse tension bipolaire spécifiquement conçues pour stimuler la contraction des muscles faciaux.

Les muscles du visage sont les plus difficiles à entraîner et à muscler. Avec l'AGELESS WONDER™, vous pouvez contracter les fibres musculaires faciales en toute sécurité et efficacement afin d'accélérer la circulation sanguine et tonifier vos muscles faciaux pour les raffermir et rajeunir votre visage.

L'AGELESS WONDER™ génère des impulsions électriques courtes et légères délivrées sur la peau par le biais de l'électrode. Ces impulsions électriques excitent les nerfs moteurs sous-jacents et provoquent des contractions des muscles. L'AGELESS WONDER™ transmet un signal au muscle qui se contracte puis se détend. Ces impulsions reproduisent le signal naturel nerveux et entraînent des contractions continues agréables et efficaces. Ainsi votre appareil stimule les muscles du visage qu'il est impossible de faire travailler autrement et il est facile à utiliser.

Des essais cliniques ont permis de vérifier l'efficacité du AGELESS WONDER™. Les performances de l'AGELESS WONDER™ ont été améliorées grâce aux 6 modes préprogrammés alliant ergonomie, bienfaits et résultats optimaux. Les programmes sont spécifiquement conçus pour les 5 zones différentes du visage.



## COMPOSANTS



- Boîtier de commande AGELESS WONDER™
- Casque
- Electrode
- Electrode avec cordon
- Electrode avec poignée

- Burette à eau
- 6 éponges conductrices de rechange
- Guide d'utilisation
- 2 piles AAA

Utilisez l'électrode à main pour ce mode de stimulation. Raccordez l'électrode équipée d'un cordon à l'appareil. Veuillez noter que sans le casque, seule l'électrode équipée d'un cordon fonctionne. Nous vous recommandons de fixer la poignée fournie à l'arrière de l'électrode.

### MODE 4 - Front

- Sélectionnez ce mode pour stimuler la région frontale et temporale.



### MODE 5 - Menton, ligne de la mâchoire

- Sélectionnez ce mode pour stimuler le menton et la ligne de la mâchoire.



### MODE 6 - Contour des yeux

- Sélectionnez ce mode pour stimuler le contour des yeux.





## PROGRAMMES ET ZONES D'APPLICATION

L'AGELESS WONDER™ fait travailler des muscles qui n'ont certainement jamais été sollicités auparavant. C'est pourquoi la régularité est essentielle. Nous vous conseillons d'utiliser votre AGELESS WONDER™ 15 minutes par jour pendant 4 semaines. Utilisez le casque pour ce mode de stimulation.

### MODE 1 – Joues - Lifter

- Placez le casque horizontalement et les électrodes sous les pommettes, à environ 1-2 cm des oreilles.

Avec ce programme, votre visage sera comme lifté, votre peau sera tendue et plus douce au toucher.



### MODE 2 – Joues – Raffermir et tonifier

- Placez le casque horizontalement et les électrodes sous les pommettes, à environ 1-2 cm des oreilles.

Avec ce programme, votre visage sera plus ferme et plus tonique, votre peau sera tendue et plus douce au toucher.



### MODE 3 – Joues inférieures


- Placez le casque horizontalement et les électrodes sous la pommette, à environ 2-3 cm des oreilles.

Sélectionnez ce mode pour stimuler les joues inférieures, de la commissure des lèvres à la mâchoire supérieure.



## FONCTIONNEMENT

### ECRAN LCD



### UTILISATION DES COMMANDES

#### Indication : Commandes :



= Mode



= Minuterie




= Alimentation

Mode

- / +

Marche/arrêt

Maintenir pendant 2 secondes




- VERROUILLAGE / DEVERROUILLAGE :** Appuyez sur les boutons **MODE M** et “ + ” et maintenez-les enfoncés lorsque les électrodes de l'appareil fonctionnent que vous êtes en mode intensité. Sur l'écran LCD l'icône de la clé s'affiche.
- ACTIVATION/DESACTIVATION DU SON :** Appuyez sur les boutons **MODE M** et “ - ” pendant 2 secondes. Sur l'écran LCD l'icône « muet » s'affiche.

Indicateur de niveau de batterie faible (L'AGELESS WONDER™ fonctionne avec 2 piles AAA)



### Avant d'utiliser votre AGELESS WONDER™.


1. Ouvrez le compartiment à piles en faisant glisser le couvercle. Sortez le support et placez 2 piles AAA en respectant les polarités. Insérez le support dans son logement et remettez en place le couvercle du compartiment à piles.



2. A l'aide de la burette fournie, appliquez des gouttes d'eau sur les éponges de l'électrode jusqu'à ce qu'elles soient humides au toucher.



3. Les électrodes sont souples afin d'épouser l'ovale de votre visage. Le casque est simple à utiliser, entraînez-vous à le manipuler.





**Astuce !** Pour les modes 1 et 2, la position correcte se situe juste au-dessous de votre pommette, légèrement vers l'arrière du visage.

L'Ageless Wonder™ s'utilise avec un casque ou une poignée. Nous vous recommandons d'utiliser le casque pour les modes 1 à 3 (Suivez les indications de l'option A). Pour les modes 4 à 6, utilisez la poignée uniquement et consultez les indications d'installation de l'option B.



#### Option A : utilisation du casque (pour les modes 1 à 3)

Fixez les électrodes à chaque extrémité du casque. Lorsque les électrodes sont fermement maintenues sur le casque, raccordez le cordon de l'électrode au boîtier, mettez le boîtier en marche (ON) et choisissez votre programme.



#### Option B : utilisation de la poignée (pour les modes 4 à 6)

Fixez l'électrode munie d'un cordon à la poignée fournie. Lorsque l'électrode est fermement maintenue sur la poignée, raccordez le cordon au boîtier, mettez le boîtier en marche (ON) et choisissez votre programme.







AGELESS  
WONDER™

Distribué par :

[www.bestofshopping.tv](http://www.bestofshopping.tv)

Copyright © 2011 - 2012 Thane International, Inc.